



**Uchwyty elektrod
monopolarnych**




Ważne wskazówki

Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowuje katalogi swoich produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.

Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych, ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.

Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych. Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Pozostałe informacje dotyczące produktu



Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Elektrochirurgia

Uchwyty elektrod monopolarnych

- 04 Uchwyty elektrod monopolarnych jednorazowego użytku,
elektrod \varnothing 2,4 mm
- 07 Uchwyty elektrod monopolarnych PREMIUM,
elektrod \varnothing 2,4 mm
- 08 Uchwyty elektrod monopolarnych PREMIUM,
elektrod \varnothing 4 mm
- 10 Uchwyty elektrod monopolarnych ECO-LINE,
elektrod \varnothing 2,4 mm
- 11 Uchwyty elektrod do odsysania dymu

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-160

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-161

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-165

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, z futerałem ochronnym, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-166

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 5 m



No. 20190-169

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod jednorazowego użytku (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z elektrodą igłową, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, bez futerału ochronnego



No. 20190-117

= 10

4.3 kVp

30190-259



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego



No. 20190-106

= 10

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym



No. 20190-107

= 30

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, bez futerału ochronnego



No. 20190-109

= 10

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową, z futerałem ochronnym



No. 20190-108

= 30

4.3 kVp

30190-212



STERILE R

Adaptery do uchwytów elektrod monopolarnych z wtyczką typu International

Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)



Przyłączenie

standardowe (MO 9/5 mm)

Sztuk

1

Nr. kat

20183-028

Uchwyty elektrod monopolarnych

ø 2,4

Uchwyty elektrod Premium (ø 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-105



= 1

4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-067



= 1

6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-104



= 1

4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-076



= 1

6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

Ø 4

Uchwyty elektrod Premium (Ø 4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-065



= 1

4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-066



= 1

6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-074



= 1

4 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-075



= 1

6 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-062



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

Ø 4

Uchwyty elektrod Premium (Ø 4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard / International

bez kabla przyłączeniowego



No. 20190-045



4.3 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Monopolarne kable przyłączeniowe	Przyłączenie	Długość	Sztuk	Nr. kat
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, do uchwytu 20190-045	standardowe (MO 9/5 mm) standardowe (MO 9/5 mm)	4 m 5 m	1 1	20192-127 20192-094
Kabel monopolarny, Martin, 4 m, do uchwytu 20190-045	Martin Standard	4 m	1	20192-099
Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, International, 4 m, do uchwytu 20190-045	International	4 m	1	20192-110

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, Standard

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm



No. 20190-090



2.5 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, z wydłużoną obsadą: 70 mm



No. 20190-093



2.5 kVp

max 95 °C



30190-179

max 138 °C

Uchwyty elektrod monopolarnych

∅ 2,4

Uchwyty elektrod ECO-LINE (∅ 2,4 mm)

Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-111



= 1

5 kVp

max 95 °C



30190-255

max 138 °C

Uchwyt elektrod monopolarnych „ECO-LINE” z przełącznikiem kołyskowym, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-112



= 1

5 kVp

max 95 °C



30190-255

max 138 °C

Adaptory do uchwytów elektrod monopolarnych z wtyczką typu International	Przyłączenie	Sztuk	Nr. kat
Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)	standardowe (MO 9/5 mm)	1	20183-028



Uchwyty elektrod monopolarnych

Uchwyty elektrod do odsysania dymu

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 3 m



No. 20321-040

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 3 m



No. 20321-041

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 5 m



No. 20321-042

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 5 m



No. 20321-043

= 20

4.5 kVp


D150123



STERILE EO

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami VIO, ICC, ACC, \varnothing 10 / 22 mm, International

z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, z elektrodą szpatułkową i zintegrowaną nasadką do odsysania dymu, regulowana przedłużka do 100 mm



No. 20321-028

= 25

4.5 kVp

30321-001




STERILE EO

Uchwyty elektrod monopolarnych

Uchwyty elektrod do odsysania dymu

Uchwyt do odprowadzania dymu, jednorazowy, teleskopowy, z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 5 m



No. 20321-060

= 20

6 kVp

D194961



STERILE EO

Uchwyt clip-on do odsysania dymów do 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Stosowania w połączeniu z uchwytami elektrod Erbe Slim-Line (20190-065, 20190-066, 20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)



No. 20321-044

= 20

D150128



STERILE EO

Końcówka przedłużająca do uchwytu clip-on (20321-044)

Stosowania w połączeniu z 20321-044



No. 20321-045

= 25

D146678



STERILE EO

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
Polska

Tel +48 22 642-25-26
sales@erbe.pl
erbe-polska.com
medical-videos.com