


No: 20195-280

BiClamp[®] 280



- Struktury tkankowe mogą być poddawane koagulacji na dużych obszarach
- Wykonywanie cięcia poszczególnych naczyń nie jest na ogół konieczne
- Skuteczna i szybka koagulacja dzięki optymalnej synchronizacji instrumentu z generatorem VIO
- Wysoka ekonomiczność: BiClamp to narzędzie wielokrotnego użytku, procedura umożliwia oszczędność czasu i materiałów w postaci nici chirurgicznych
- Funkcja AUTO STOP jest przyjazna użytkownikowi i zapewnia osiągnięcie optymalnych rezultatów
- Po podłączeniu instrumentu, funkcja „plug and play” automatycznie ustawia odpowiednie parametry pracy

Wymiary i masa	
Długość	280 mm
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
Cechy podstawowe	
Kształt / postać	zagięta 25°
Przyłączenie	MF wtyczką
Powierzchnia	
Powierzchnie chwytu	gładko
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp