

No: 20195-204

## LAP BiSect Micro



•{Minimaler Instrumentenwechsel ermöglicht höchste Fokussierung auf Prozedur und Zielgewebe}

### Wymiary i masa

Średnica trzonu	5 mm
Długość	350 mm

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.475 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)