


No: 20402-032

## Elastyczna kriosonda



### Wymiary i masa

Wymiary	Ø 2,4 mm
Długość	900 mm

### Cechy podstawowe

Elastyczność	giętka
--------------	--------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	Ila
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------