


No: 20402-037

Elastyczna kriosonda



Wymiary i masa

Wymiary	Ø 1,9 mm
Długość	900 mm

Cechy podstawowe

Elastyczność	giętka
--------------	--------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	Ila
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------