

No: 20191-331

## Elektroda igłowa



### Wymiary i masa

Średnica trzonu	2 mm
Długość	110 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	{Nadel abgewinkelt 90°}
------------------	-------------------------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 134 °C
Produkt jednorazowego użytku	tak

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	4 kVp
Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)