

No: 20195-511



Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta

- Ograniczenie przyklejania tkanki dzięki wysokiej przewodności cieplnej
- Duża trwałość instrumentu dzięki użyciu stopu wysokiej jakości
- Precyzyjna koagulacja dzięki odpowiednio zaprojektowanym końcówkom
- Łatwe chwytanie tkanki dzięki odpowiednio zeszlifowanej powierzchni części chwytającej
- Śródoperacyjne czyszczenie pochłania mniej czasu
- Dobra widoczność pola operacyjnego dzięki wyeliminowaniu refleksów świetlnych (np. podczas preparacji pod mikroskopem)

Wymiary i masa	
Końcówka	{Spitze 0,4 mm, sehr fein}
Długość	200 mm
Cechy podstawowe	
Kształt / postać	prosta
Powierzchnia	
Powierzchnie chwytu	chropowata
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp