

No: 20190-148

## Uchwyt elektrody do stymulacji nerwów z 1 przyciskiem



### Wymiary i masa

|                 |   |
|-----------------|---|
| Długość kabla   | z kablem przyłączeniowym o długości 4 m |
| Średnica trzonu | 4 mm                                    |

### Cechy podstawowe

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Zgodność | {NT 2 / ICC 350 ZMK} |
|----------|----------------------|

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Czyszczenie maszynowe     | max 95 °C  |
| Sterylizacja w autoklawie | max 138 °C |

### Normy

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG | IIb |
| Klasa ochrony według EN 60 601-1 |     |
| Typ według EN 60 601-1           |     |

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Maksymalne napięcie szczytowe | 0.25 kVp    |
| Ilość w opakowaniu            | 1 sztuk (a) |