

No: 21191-026

Elektroda kulkowa



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Wymiary i masa

Średnica trzonu	4 mm
Długość	35 mm
Wymiary	ø 2 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp