

No: 20195-249

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E LAP



- Skuteczna i szybka koagulacja dzięki optymalnej synchronizacji instrumentu z generatorem VIO
- Wysoka ekonomiczność: BiClamp to narzędzie wielokrotnego użytku, procedura umożliwia oszczędność czasu i materiałów w postaci nici chirurgicznych

| Wymiary i masa | |
|---|---|
| Średnica trzonu | 5 mm |
| Długość | 340 mm |
| Długość kabla | z kablem przyłączeniowym o długości 4 m |
| Cechy podstawowe | |
| Kształt / postać | okienkowy |
| Przyłączenie | MF wtyczką |
| Powierzchnia | |
| Powierzchnie chwytu | gładko |
| Powłoka | pokryta powłoką nieprzywierającą |
| Czyszczenie i przygotowanie do użycia | |
| Czyszczenie maszynowe | max 95 °C |
| Sterylizacja w autoklawie | max 138 °C |
| Normy | |
| Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG | IIb |
| Klasa ochrony według EN 60 601-1 | |
| Typ według EN 60 601-1 | |
| Pozostałe informacje dotyczące produktu | |
| Ilość w opakowaniu | 1 sztuk (a) |
| Maksymalne napięcie szczytowe | 0.25 kVp |