

No: 20150-026

## Aplikator zagięty

• Suitable for laparoscopy, or also TEM-ESD.



### Wymiary i masa

Wymiary	ø 5,0 mm
Długość	336 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta
------------------	---------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Pakowane sterylnie	EO
Produkt jednorazowego użytku	tak

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)
--------------------	-------------