

No: 20420-013

## Końcówka sondy



### Wymiary i masa

Wymiary  $\varnothing$  9,5 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać {oval}

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C

Sterylizacja w autoklawie max 134 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIa

Klasa ochrony według EN 60 601-1

Typ według EN 60 601-1

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)