

No: 20195-545

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa



- Ograniczenie przyklejania tkanki dzięki wysokiej przewodności cieplnej
- Duża trwałość instrumentu dzięki użyciu stopu wysokiej jakości
- Precyzyjna koagulacja dzięki odpowiednio zaprojektowanym końcówkom
- Łatwe chwytanie tkanki dzięki odpowiednio zeszlifowanej powierzchni części chwytającej
- Śródoperacyjne czyszczenie pochłania mniej czasu
- Dobra widoczność pola operacyjnego dzięki wyeliminowaniu refleksów świetlnych (np. podczas preparacji pod mikroskopem)

Wymiary i masa

Końcówka	{Spitze 0,7 mm, fein}
Długość	230 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	bagnetowa
------------------	-----------

Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	chropowata
---------------------	------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp