


No: 20191-004

Podstawka do sterylizacji 8 elektrod



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Wymiary i masa

Wymiary	66 x 17 x 46 mm
Średnica trzonu	4 mm

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 134 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG
Klasa ochrony według EN 60 601-1
Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------