

No: 20195-514



## Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta

- Ograniczenie przyklejania tkanki dzięki wysokiej przewodności cieplnej
- Duża trwałość instrumentu dzięki użyciu stopu wysokiej jakości
- Precyzyjna koagulacja dzięki odpowiednio zaprojektowanym końcówkom
- Łatwe chwytanie tkanki dzięki odpowiednio zeszlifowanej powierzchni części chwytającej
- Śródoperacyjne czyszczenie pochłania mniej czasu
- Dobra widoczność pola operacyjnego dzięki wyeliminowaniu refleksów świetlnych (np. podczas preparacji pod mikroskopem)

### Wymiary i masa

Końcówka	Końcówka 2 mm, tępą
Długość	200 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	{gerade, gewinkelt}
------------------	---------------------

### Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	chropowata
---------------------	------------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp