



No: 20195-013

Pinceta bipolarna Classic, zagięta

Wymiary i masa

Końcówka	ostre
Długość	165 mm
Długość chwytu	6 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	{abgewinkelt}
------------------	---------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)