

No: 20195-246

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E L/



- Skuteczna i szybka koagulacja dzięki optymalnej synchronizacji instrumentu z generatorem VIO
- Wysoka ekonomiczność: BiClamp to narzędzie wielokrotnego użytku, procedura umożliwia oszczędność czasu i materiałów w postaci nici chirurgicznych

Wymiary i masa	
Średnica trzonu	5 mm
Długość	340 mm
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m
Cechy podstawowe	
Kształt / postać	Maryland
Przyłączenie	MF wtyczką
Powierzchnia	
Powierzchnie chwytu	{halbtiel}
Powłoka	pokryta powłoką nieprzywierającą
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp