

No: 20195-146

## Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp i BiClamp E, typ Maryland



<b>Wymiary i masa</b>	
Długość igły	340 mm
Średnica trzonu	5 mm
Długość	340 mm
<b>Cechy podstawowe</b>	
Kształt / postać	Maryland
<b>Powierzchnia</b>	
Powierzchnie chwytu	{halbtiel}
Powłoka	pokryta powłoką nieprzywierającą
<b>Czyszczenie i przygotowanie do użycia</b>	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
<b>Normy</b>	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
<b>Pozostałe informacje dotyczące produktu</b>	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp