

No: 21191-312

## Elektroda igłowa



### Wymiary i masa

Wymiary	ø 0,8 x 22 mm
Średnica trzonu	2.4 mm
Długość	40 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Kolor	{blau}

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Pakowane sterylnie	EO
Produkt jednorazowego użytku	tak

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	50 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp