

No: 20132-179

Sonda APC 3000 A



Wymiary i masa

Wymiary	Ø 2,3 mm
Długość	3 {Meter}

Cechy podstawowe

Elastyczność	giętka
Kształty strumienia plazmy	A = aplikacja osiowa
Kształt / postać	A

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)