

No: 21196-119

## Kabel bipolarny



### Wymiary i masa

Długość kabla {4,50 m}

### Cechy podstawowe

Zgodność {für WOLF-Resektoskope}

Przyłączenie {MF-U-Stecker}

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C

Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)

Maksymalne napięcie szczytowe 1 kVp