


No: 21195-299

BiClamp[®] 260 C



- Struktury tkankowe mogą być poddawane koagulacji na dużych obszarach
- Wykonywanie cięcia poszczególnych naczyń nie jest na ogół konieczne
- Skuteczna i szybka koagulacja dzięki optymalnej synchronizacji instrumentu z generatorem VIO
- Wysoka ekonomiczność: BiClamp to narzędzie wielokrotnego użytku, procedura umożliwia oszczędność czasu i materiałów w postaci nici chirurgicznych
- Funkcja AUTO STOP jest przyjazna użytkownikowi i zapewnia osiągnięcie optymalnych rezultatów
- Po podłączeniu instrumentu, funkcja „plug and play” automatycznie ustawia odpowiednie parametry pracy

Wymiary i masa

Długość	260 mm
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m

Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta 18°
Przyłączenie	{MF-2-Stecker}

Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	gładko
Powłoka	z bransze ceramiczne

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp