

No: 21195-229

## Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E LAP



### Wymiary i masa

Średnica trzonu	5 mm
Długość	340 mm
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	Kelly
Przyłączenie	{MF-2-Stecker}

### Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	{geriffelt}
Powłoka	pokryta powłoką nieprzywierającą

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp
-------------------------------	----------