

No: 21191-155



Elektroda szpatułkowa

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Wymiary i masa	
Średnica trzonu	2.4 mm
Długość	120 mm
Wymiary	2,3 x 19 mm
Cechy podstawowe	
Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztywny
Kolor	czarny
Powierzchnia	
Izolacja	izolowana
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp