

No: 20132-158

Kabel przyłączeniowy do elastycznych sond APC



Wymiary i masa	
Długość	2.5 {Meter}
Cechy podstawowe	
Zgodność	APC 2 / VIO, APC 300 / ICC
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	I
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)