

No: 21191-116

Elektroda igłowa, wolframowa

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}



Wymiary i masa

Średnica trzonu	2.4 mm
Długość	40 mm
Wymiary	∅ 0,5 x 3 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

Powierzchnia

Izolacja	izolowana
----------	-----------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	1 kVp