

No: 21191-108

## Elektroda lancetowa



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}
- {Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft}

### Wymiary i masa

Średnica trzonu	2.4 mm
Długość	30 mm
Wymiary	1,5 x 17 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztywny
Kolor	czarny

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp