

No: 20195-208

Płaszcz do nożyczek LAP BiSect Micro i Macro



Wymiary i masa

Średnica trzonu	5 mm
Długość	350 mm

Powierzchnia

Powierzchnie chwytu

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	Ila
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
--------------------	-------------