

No: 21191-017

## Elektroda igłowa, wolframowa



- Odpowiedni kształt i rozmiar dla wszystkich zastosowań
- Użycie we wszystkich otwartych dyscyplinach chirurgicznych

### Wymiary i masa

Wymiary	∅ 0,5 x 3 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	35 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztywny
Kolor	czarny

### Powierzchnia

Izolacja	izolowana
----------	-----------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	1 kVp