


No: 21191-080

Zestaw elektrod monopolarnych, mały, Ø 4 mm



- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}

Wymiary i masa

Średnica trzonu 4 mm

Cechy podstawowe

Zgodność VIO, ICC, ACC

Kolor czarny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C

Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIb

Klasa ochrony według EN 60 601-1

Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)

Maksymalne napięcie szczytowe 4.3 kVp