

No: 21191-066



## Elektroda kulkowa

- Odpowiedni kształt i rozmiar dla wszystkich zastosowań
- Użycie we wszystkich otwartych dyscyplinach chirurgicznych

### Wymiary i masa

Wymiary	∅ 5 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	110 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp