

No: 21195-249

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp E LAP



Wymiary i masa

Średnica trzonu	5 mm
Długość	340 mm
Długość kabla	z kablem przyłączeniowym o długości 4 m

Cechy podstawowe

Kształt / postać	okienkowy
Przyłączenie	{MF-2-Stecker}

Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	gładko
Powłoka	pokryta powłoką nieprzywierającą

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.25 kVp