

No: 21191-041

## Elektroda petlowa, drutowa, wolframowa

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}



### Wymiary i masa

Wymiary	ø 10 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	105 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp