

No: 21191-061

Elektroda szpatułkowa

- Odpowiedni kształt i rozmiar dla wszystkich zastosowań
- Użycie we wszystkich otwartych dyscyplinach chirurgicznych



Wymiary i masa

Wymiary	2,3 x 19 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	45 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

Powierzchnia

Izolacja	izolowana
----------	-----------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp