

No: 21191-013

Elektroda igłowa

- {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
- {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}



Wymiary i masa

Wymiary	∅ 0,8 x 29 mm
Średnica trzonu	4 mm
Długość	65 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztwywny
Kolor	czarny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp