

No: 21191-008

Elektroda lancetowa



- Odpowiedni kształt i rozmiar dla wszystkich zastosowań
- Użycie we wszystkich otwartych dyscyplinach chirurgicznych

Wymiary i masa

Średnica trzonu	4 mm
Długość	30 mm
Wymiary	1,5 x 17 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	zagięta
Zgodność	VIO, ICC, ACC
Elastyczność	sztywny
Kolor	czarny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	5 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	4.3 kVp