

No: 21191-180

Zestaw elektrod monopolarnych, mały,
Ø 2,4 mm



Wymiary i masa

Średnica trzonu 2.4 mm

Cechy podstawowe

Zgodność VIO, ICC, ACC
Elastyczność sztywne
Kolor czarny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1
Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe 4.3 kVp