

No: 20195-059

## Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa



### Wymiary i masa

Końcówka	Końcówka 2,2 mm, tępą
Długość	190 mm
Długość chwytu	15 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	bagnetowa
------------------	-----------

### Powierzchnia

Powierzchnie chwytu	{geriffelt}
---------------------	-------------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 134 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	I Ib
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)