

No: 20195-098



Pinceta bipolarna Classic, prosta

Wymiary i masa	
Końcówka	Końcówka 1,1 mm, tępą
Długość	190 mm
Długość chwytu	6 mm
Cechy podstawowe	
Kształt / postać	prosta
Powierzchnia	
Powierzchnie chwytu	{geriffelt}
Czyszczenie i przygotowanie do użycia	
Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 134 °C
Normy	
Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	
Pozostałe informacje dotyczące produktu	
Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)