

No: 20195-020



## Pinceta bipolarna Classic, prosta

### Wymiary i masa

Końcówka	{Spitze 0,5 mm, fein}
Długość	105 mm
Długość chwytu	6 mm

### Cechy podstawowe

Kształt / postać	prosta
------------------	--------

### Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

### Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

### Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.3 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)