

No: 20195-026

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa



Wymiary i masa

Końcówka	Końcówka 1,2 mm, tępą
Długość	190 mm
Długość chwytu	5 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	{bajonett, nach oben gewinkelt}
------------------	---------------------------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)