

No: 20195-034

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa



Wymiary i masa

Końcówka	Końcówka 2 mm, tępą
Długość	190 mm
Długość chwytu	6 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	bagnetowa
------------------	-----------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)