



No: 20195-033

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa

Wymiary i masa

Końcówka	{Spitze 0,4 mm, sehr fein}
Długość	165 mm
Długość chwytu	6 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	bagnetowa
------------------	-----------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp
Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)