

No: 20195-167

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa



Wymiary i masa

Końcówka	Końcówka 1,2 mm, tępą
Długość	230 mm
Długość chwytu	5 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać	{bajonett, nach unten gewinkelt}
------------------	----------------------------------

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe	max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie	max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG	IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1	
Typ według EN 60 601-1	

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu	1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe	0.5 kVp