

No: 20195-560

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa



Wymiary i masa

| | |
|----------|------------------------|
| Końcówka | {Spitze 0,2 mm, spitz} |
| Długość | 200 mm |

Cechy podstawowe

| | |
|------------------|-----------|
| Kształt / postać | bagnetowa |
|------------------|-----------|

Powierzchnia

| | |
|---------------------|------------|
| Powierzchnie chwytu | chropowata |
|---------------------|------------|

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

| | |
|---------------------------|------------|
| Czyszczenie maszynowe | max 95 °C |
| Sterylizacja w autoklawie | max 138 °C |

Normy

| | |
|----------------------------------|-----|
| Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG | IIb |
| Klasa ochrony według EN 60 601-1 | |
| Typ według EN 60 601-1 | |

Pozostałe informacje dotyczące produktu

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ilość w opakowaniu | 1 sztuk (a) |
| Maksymalne napięcie szczytowe | 0.5 kVp |