

No: 20194-077

Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych



Wymiary i masa

Długość kabla {4 m}

Cechy podstawowe

Zgodność VIO, ICC, ACC, seria T

Przyłączenie standardowe

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C

Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)

Maksymalne napięcie szczytowe 0.5 kVp