

No: 20192-122

Kabel monopolarny



Wymiary i masa

Długość kabla {4 m}

Cechy podstawowe

Zgodność VIO, ICC, ACC

Przyłączenie International Ø 8 mm (Bovie Jack)

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C

Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG I

Klasa ochrony według EN 60 601-1

Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Maksymalne napięcie szczytowe 5 kVp

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)